

■ AREX 6 Digital PRO

Agitateur numérique à plaque chauffante avec écran LED blanc et ensemble d'icônes permettant des réglages précis et une lecture claire des conditions de travail. La plaque CerAlTop™ de 135 mm de diamètre à chauffage rapide protège des produits chimiques, des rayures et prolonge la durée de vie de l'appareil. Cinétique améliorée et opérations programmables grâce à la minuterie intégrée et à l'inversion automatique.

SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

Deux circuits de sécurité indépendants protègent l'instrument en cas de surchauffe en coupant le chauffage. Certifié IP42.

THERMORÉGULATION DE POINTE

Thermorégulation extrêmement stable et rapide avec un dépassement minimal grâce au logiciel de thermorégulation PID.

PERFORMANCES SUPÉRIEURES

Le moteur brushless et l'aimant Alnico offrent des performances d'agitation de pointe.



Volume (H₂O)
20 L



Vitesse d'agitation
De 30 à 1700 rpm



Écart de température
De la température
ambiante à 370 °C



Minuterie
& Inversion
automatique



Verrouillage de
sécurité




Connexion externe
Pt 100 Probe



Connexion externe
VTF

CONFIGURATIONS - AREX 6 Digital PRO



AREX 6 Digital PRO System
avec sonde de température

AREX 6 Digital PRO System
avec sonde, tige et pince

AREX 6 Digital PRO System
avec VTF

INSTRUMENT - CODE

AREX 6 Digital PRO avec sonde de température	230 V / 50-60 Hz	SA20500460
AREX 6 Digital PRO avec sonde de température	115 V / 60 Hz	SA20510460
AREX 6 Digital PRO avec sonde, tige et pince	230 V / 50-60 Hz	SD20500460
AREX 6 Digital PRO avec sonde, tige et pince	115 V / 60 Hz	SD20510460
AREX 6 Digital PRO avec VTF	230 V / 50-60 Hz	SB20500460
AREX 6 Digital PRO avec VTF	115 V / 60 Hz	SB20510460

